



Rychlá dostupnost neutralizačního roztoku je při chemických nehodách klíčová

Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate je roztok, který rychle neutralizuje kyseliny/zásady.

FAKTA A VÝHODY VÝROBKU

- Rychlý neutralizační účinek – minimalizuje dopady nehod s kyselinami/zásadami
- Snadná manipulace – snadno se aplikuje zraněnou osobou nebo s asistencí
- Flexibilní řešení – lahve pro mobilní použití a stanice pro montáž na stěnu
- Široké využití – od průmyslových pracovišť po laboratoře a lékárníčky první pomoci
- Vysoká funkční spolehlivost – láhve splňují požadavky normy EN 15154-4
- Označení CE dle pokynů pro klasifikaci MDD 93/42/EHS
- Skladovatelnost 3,5 roku u uzavřených lahví



DŮLEŽITÉ



Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate není určen jako první pomoc při očních nehodách způsobených kyselinou fluorovodíkovou, protože neomezí její žravý účinek.


Optimalizujte bezpečnost pomocí rychlého, účinného a dostupného řešení pro výplach očí

Použití přípravku Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate rychle neutralizuje hodnotu pH chemikálie na neškodnou úroveň.

Rychlý neutralizační účinek je klíčový pro minimalizaci dopadu nehody s kyselinami/zásadami na zdraví zaměstnance.

Vyplachování očí běžnou vodou nebo 0,9% roztokem chloridu sodného má pouze ředící a oplačovací účinek (viz obrázek).

Po použití roztoku Eyewash pH Neutral 4,9% Phosphate pokračujte ve vyplachování roztokem Eyewash 0,9% Sodium Chloride, dokud se nedostanete k lékaři.



ERGONOMICKÝ OČNÍ NÁSTAVEC

Lahvičky jsou vybaveny ergonomickým očním nástavcem, který zajišťuje správnou a rovnoměrnou aplikaci tekutiny. Jemným stlačením lahvičky vytvoříte šetrný a příjemný proud.



Pružný, ergonomický oční nástavec, který udržuje oční víčko otevřené během používání

Obj. číslo	PS4752
Velikost	200 ml
Balení	1× 200 ml

